

Lier 28. mai 2020

## **Egenerklæring, plast i emballasje.**

### **Forpakkingsmaterialene i produktene Brage Medical tilbyr er papp og polyetylen:**

De endovaskulære produktene Brage Medical selger i det norske markedet er sterilt forsegleet med Tyvek (HDPE) - tilsvarende bilder lenket i flere av URL-adressene i: «Dok 02c Brage Medical Kravspesifikasjon Vaskulære produkter».

Denne pakningen er så lagt inn i en beskyttende eske i enkelt-lags kartong. Alle tilbudet produkter har denne typen innpakning.

Den formpressede delen av enhetsforpakningen er også HDPE (high density polyethylene) med de samme egenskaper som Tyvek.

Brage Medical AS benytter ved sikring og emballering av sine produkter, kun pappesker og Rajabul 2-lags bobleplast – også denne plasten er polyetylen.

### **Gjenvinnbar inntil 90 %:**

En gjennomgang av de produkter vi tilbyr viser et anslagsvis forbruk av gjenvinnbart materiale opp mot 90%, dersom en regner med ytteremballasje, avdelingsforpakninger og transportesker. For enkelte produkter, som stenter, er andelen gjenvinnbart materiale noe lavere, anslagsvis 50%. Regner en derimot med produksjon av energi som "gjenvinning" er andelen 100%.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sven Arne Ulrichsen".

Sven Arne Ulrichsen  
Brage Medical AS