

A

ACT-ONE

ACT er forkortelse for **Asahi Cable Tube**.

ACTONE™, er en fleksibel konstruksjon bygd opp av seks individuelle tråder i rustfritt stål – spunnet sammen til en hul sylinder. ACTONE™ benyttes i alle nye wires fra Asahi Intecc - slik som i Sion-, Fielder XT-R / XT-A og Gaia-familiene.

Konstruksjonen tres på innerkjernen og danner en forbindelse mellom kjerne og yttercoil. Wires med ACTONE™ teknologi omtales derfor ofte som wires med *dobbel kjerne*. Dette sikrer utmerkede rotasjonsegenskaper (torque), øker knekk- og kompresjonsmotstand og beskytter mot deformering av tupp.

ACTONE™ wires er først og fremst verdsatt for sin utmerkede styrbarhet, med tilnærmet 1:1 rotasjonsoverføring.

