

A

ASTATO

ASTATO er spesialwire med høy tip-vekt, avsmalnende tupp (tapering) og tykk kjerne for maksimal penetrasjonskraft.

ASTATO benyttes når karet inneholder mye kalk, eller den proksimale cap ikke lar seg penetrere med andre, mindre stive, wire.

ASTATO leveres med enten 20 eller 40 grams tip-vekt. ASTATO wire er utviklet for bruk på perifere kar. Dette er wirene i CTO-arsenalet med størst penetrasjonskraft.



Astato XS 20 0.36mm (0.014inch) Highly Calcified Lesion

- Diameter: 0.36mm/0.20mm (0.014/0.008inch)
- Usable length: 180/300cm
- Coil length: 17cm
- Radiopaque length: 17cm



- | | | |
|-------------|-----------|---|
| Support | ● ● ● ● ● | Tapered tip provides excellent penetration. |
| Torque | ● ● ● ● ● | |
| Penetration | ● ● ● ● ● | |



Astato XS 40 0.36mm (0.014inch)

- Diameter: 0.36mm/0.23mm (0.014/0.009inch)
- Usable length: 180/300cm
- Coil length: 17cm
- Radiopaque length: 17cm



- | | | |
|-------------|-----------|---|
| Support | ● ● ● ● ● | Tapered tip provides excellent penetration. |
| Torque | ● ● ● ● ● | |
| Penetration | ★ ★ ★ ★ ★ | |

