

B

BOB SLED

«Bod Sled» er en teknikk som benyttes når gjentatte forsøk med å stikke med wire fra subintimalt rom til sant lumen gjennom en Stingray ballong (re-entry device), ikke lykkes.

Med wiren fortsatt liggende inne i Stingray-ballongen og ballongen tømt for kontrast, skyves ballongen forsiktig framover i det subintimale rommet. Ballongen inflateres på nytt og forsøkene med å stikke seg inn i sant lumen, gjenopptas.

Ballongen kan også flyttes mer proksimalt dersom landingssonen tillater det. Det er også mulig å endre bøyen på wiren eller skifte til en stivere wire – f.eks. til en Confianza Pro 12.

