

B

BUDDY-WIRE

Buddy-wire teknikken går ut på å legge en ekstra 0,014 wire parallelt med den wiren som allerede er i bruk. Buddy-wiren stabiliserer føringskateteret, og gir ekstra støtte ved framføring av f.eks. ballonger og stenter.

Teknikken kan være nyttig ved utfordrende prosedyrer; i situasjoner som inkluderer forkalkede lesjoner, slyngte kar og skarpe svinger. En buddy-wire er også med på å rette ut karet, noe som igjen kan forenkle framføring av ballonger/stenter.

Buddy-wire teknikken minner om det som kalles Parallel Wiring Technique (PWT) - brukt i forbindelse med navigering av CTO'er. For sistnevnte er ikke hensikten å støtte en framføring av stent, men å la en wire som havner feil bli liggende, mens en ny wire søker uten å behøve ende opp i samme «blindgate» som forrige.

