

C

CORSAIR Pro XS

Corsair Pro XS har skaft med distal ytterdiameter på lave 2,1 Fr mot Corsair Pro's 2,6 Fr. Diameteren er dermed nærmere Caravel'en, men i motsetning til Caravel er CORSAIR PRO XS konstruert for å kunne **roteres** på samme måte som Corsair Pro. Faktisk har Corsair Pro XS 43% høyere torque kraft enn konkurrerende kateter selv om konkurrenten har marginalt tykker skaft (2,2 Fr distal diameter).

