

C

CORSAIR / CORSAIR Pro

Lanseringen av mikrokateteret **Corsair** i 2007 var med på å revolusjonere CTO praksisen verden over. Corsair gir nødvendig støtte til wire og muliggjør bytte av wire uten å miste posisjon. Corsair Pro er en videreutvikling av opprinnelige Corsair. Corsair Pro har ny hub (koblingsstykke) som gjør rotasjon enklere og mer intuitiv. En mer fleksibel tupp gjør det enklere å levere kateteret mer distalt. Kateteret finnes i både 135 og 150 cm lengde. Det lengste kateteret er beregnet for retrograde prosedyrer. Corsair er designet for å roteres, hvilket i stor grad reduserer friksjonen og f.eks. gjør det mulig å komme gjennom tynne septaler.

