



D

DUAL LUMEN KATETER

Dual lumen katetre er mikrokatetre med to lumen; ett Over The Wire (OTW) lumen og ett Rapid Exchange (RX) lumen. Denne typen katetre har svært mange bruksområder, ikke kun for CTO-PCI. Wiren i RX lumen gir stabilitet, og gir OTW wiren bedre kontroll og muliggjør mer forutsigbar navigering. Illustrasjonene under viser ASAHI Sasuke dual lumen kateter.



Dual lumen kateter benyttet til å navigere ut i sidegren. Kateter tupp og RX wire gir optimal støtte til OTW wire.



Dual lumen kateter benyttet til å navigere inn i en okklusjon. Tupp og RX wire ligger i en sidegren og gir optimal støtte til OTW wiren.

Bruksområder for dual lumen kateter:

