




D

DURABILITY

Uttrykket «durability» brukes for å angi PCI-wirens evne til å beholde sin opprinnelige form gjennom prosedyren. Et norsk uttrykk ville være «holdbarhet» eller «varighet». Bildene under viser hvordan en wire (A) blir skjøvet mot et materiale som skal simulere en okklusjon (B). Wiren nederst til venstre (C) tåler møtet med okklusjonen dårligere enn wiren nederst til høyre (D).



HAR VI EN FRIVILLIG TIL DEN
FORESTÅENDE WIRE-DURABILITY
TESTEN?



Materialet som benyttes i Durability-modellen skal visstnok være en bit italiensk salami.