

G

GLADIUS EX

Hydrofil guidewire med plastoverflate (Polymer jacket), 3 gram tip-vekt og pre-formet, 1 mm bøy. Opprinnelig var dette en wire til perifer bruk, men det ble fort klart at wirens egenskaper passet utmerket til CTO-PCI. Wirens glatthet og styrbarhet gjør den til et utmerket redskap for å komme fra sant til sant lumen. En stor fordel er at den meget sjelden perforerer karet, men vil ofte følge karstrukturern subintimalt. En ulempe er at den gir svært lite taktil feedback, det er altså vanskelig å kjenne på wiren oppførsel om den er subintimalt eller i sant lumen.

