

G

GLADIUS MG

Den første ASAHI wire med modifisert, tynnere distal kjerne som minimerer prolapsen som dannes i tuppen. Spesialdesignet for å «knuckle». Konstruksjonen hjelper til med å lage en liten «loop» - med vesentlig mindre diameter enn selve karetets. Jo smalere loopen er, jo mindre subintimal lomme dannes, og jo større forblir det sanne lumen. En liten loop øker derfor sjansene for å komme tilbake til det sanne lumen. Gladius MG har selvsagt Act-one teknologi for optimal styrbarhet.

I bildene under vises forskjellen mellom en Gladius MG loop (a) og en standard wire loop (b).

