

H

HALBERD

Halberd er en wire utviklet til perifer bruk, som kjennetegnes av utmerket styrbarhet og stor penetrasjonskraft til bruk på lesjoner med stor penetrasjonsmotstand. Tip-vekten er på hele 12 gram. Den ytre halvkulen som danner spissen på wiren, er ikke coated, mens resten av coil-strukturen og proksimale del er coated med hydrofil overflate (totalt 33 cm hydrofil coating). Selve tuppen av wiren leveres som rett eller pre-formet med en J-bøy med 1 mm radius. Den J-formede tuppen er loddet på en slik måte at bøyen holder seg selv i svært harde lesjoner.

