

M


MIKROKATETER

Mikrokatetre er tynne katetre som er blitt uunnværlige, viktige verktøy i behandlingen av totalokklusjoner.


De viktigste mikrokateterfunksjonene inkluderer:

- Bytte av guidewire (uten å miste posisjon)
- Støtte av guidewire og god posisjonering
- Kontrastinjeksjon
- Utvidelse av lumen

Dual lumen-mikrokateter gir økte muligheter for navigering av kollateraler og til å bevare hele anatomien til okkludert kar - inklusivt sidegrener. Dual lumen katetre gir dessuten økt støtte av wire, siden RX wiren kan fungere som et anker.



Illustrasjon: «Anker-teknikk» med dual lumen kateter



JASSÅ! SÅ DET ER HER MARTIN GJEMMER DE NYE
MIKROKATETRENE SINE!