

# P

## PING PONG

Teknikk hvor det brukes to forskjellige føringskatetre i en og samme koronararterie. Mest brukt når både antegrad og retrograd utstyr skal gjennom samme ostium.

Hensikten er å etablere samtidig tilgang med diverse wires og katetre når ett enkelt føringskateter ikke kan romme alt utstyret samtidig.

**Eksempel:** I en CTO prosedyre hvor man benytter et 7 Fr føringskateter, og det er behov for å benytte et IVUS-kateter og et mikroskopisk kateter samtidig. Alternativet kan være å bytte til et føringskateter med større diameter, men dette er en tidkrevende og kompleks prosedyre (bytte til større hylse og føringskateter og samtidig behold posisjon av guidewires og eventuelt mikroskopisk kateter.) Ved å benytte to føringskatetre samtidig og veksle mellom hvilket av dem som plasseres i ostiet, unngår man disse problemene og reduserer også risiko for komplikasjoner.

