

R

RENDEZVOUS (uttales: rãdev' u)

Teknikken innebærer samtidig bruk av to mikrokatetre – et fra antegrad - og et fra retrograd side. Teknikken benyttes når kun retrograd wire forserer okklusjonen, og ikke retrograd mikrokateter. Retrograd wire føres fram og inn i antegrad føringskateter. Antegrad mikrokateter plasseres med tuppen i føringskateterets primærkurve. Kurven i føringskateteret sørger for at retrograd wire møter distal åpning på antegrad mikrokateter.

Antegrad mikrokateter avanseres så på retrograd wire forbi det okkluderte segmentet og videre inn i distal sant lumen. Videre trekkes så retrograd wire og man skifter til en workhorse wire antegrad og gjør PCI på vanlig måte. Det antegrade mikrokateteret møter langt mindre friksjon siden ruten er vesentlig kortere enn for det retrograde mikrokateteret.

Ordet kommer fra fransk; rendez-vous som opprinnelig betyr «møte»

-> RENDEZVOUS

