

S

SHOCK WAVE

Shock wave en terapi utviklet for å behandle forkalkede arterieblokkeringer med soniske trykkbølger. I koronar sammenheng er metoden relativt ny, men har historisk sett vært brukt til å behandle pasienter med nyrestein. Teknologien minimerer traumer i arterien ved å levere pulserende soniske trykkbølger lokalt for å bryte opp både intimt og mediant kalsium i arterieveggen. Omliggende mykt vaskulært vev påvirkes ikke av trykkbølgene.

