

S

SION (紫苑色)

Uttrykket er opprinnelig japansk og beskriver navnet på fargen man finner på blomsten *Aster Tataricus* eller Tatar-aster som den kalles i Norge. En mer korrekt latinisering av de japanske bokstavene ville vært «Shion», men av en eller annen grunn ble den endelige oversettelsen; «Sion».

«Sion» er et velkjent uttrykk for de aller fleste invasive kardiologer og invasive radiologer. Sion er en familie av wire fra Asahi Intecc. Sion, Sion Blue og Sion Black har til felles at de er svært styrbare med tilnærmet 1:1 rotasjonskontroll. Dette skyldes en dobbel kjerne med en indre coil-struktur som går under betegnelsen ACT (Asahi Cable Tube). ACT ligger mellom wirens yttercoil og selve kjernen.



Aster Tataricus med fargen som har gitt navn til Sion wiren