

S

SUOH 03

Koronar guidewire fra ASAHI med den mykeste tilgjengelige tippvekt på lave 0,3 gf. Denne «myk-som-silke» wiren gir nye muligheter til å behandle komplekse PCI-tilfeller. Mye brukt til retrograde prosedyrer som involverer epikardielle kollateraler. Suoh 03 wiren har en svært myk, men også delikat konstruksjon og må alltid støttes av et mikrokateter.

ASAHI
SUOH03
PTCA GUIDE WIRE

