

T

TAKTIL FEEDBACK

Taktil feedback er den responsen/følelsen operatøren merker i proksimale enden av wiren. Denne sier noe om hva som skjer i den distale enden av wiren. Responsen fra wiren forteller operatøren hva de trenger å gjøre for å navigere forbi hindringer. Denne responsen inkluderer motstand, friksjonsfri bevegelse og passasje gjennom slyngte områder, og er viktig for å sikre at wiren ikke perforerer eller dissekerer karveggen.

Guidewires med yttercoil gir langt bedre taktil feedback enn en wire med full polymer jacket.

