

T

TAPERED

En koronar guidewire har vanligvis en diameter på 0,014 tommer. Dette tilsvarer 0,36 mm. Dersom de ytterste, vanligvis, 3 cm av wiren er tynner enn dette, er wiren tapered eller avsmalnende. De ytterste centimetrene kan eksempelvis være 0,010 tommer (0,26 mm) i diameter. Dette gjør det enklere å navigere wiren inn i de små mikrokanalene som kan finnes i en totalokklusjon.

En smalnende tupp har også større penetrasjonskraft (jfr. den spisse pennen vs. den butte blyantens ulike evne til å penetrere.)

