

Boosting Catheter

støttekateter for føring
(guide extension catheter)


Unik kombinasjon av tilstrekkelig fleksibilitet, støtte og lavpartikkel-hydrofilt belegg
«Will get you there – quickly and easily»

Markedets største innerlumen
(Device Passageway)


Distalt lumen
0.057"




Proximalt lumen
0.0565"



Utvidet åpning ->
bedre anlegg mot
føringskateter



Tupp avrundet både på ytter- og innerside -> utmerket «tracking» og «crossing». Minsker risiko for traume mot kar-vegg.



2 wire-kompositt skaft ->
høyere skyvekraft og
høyere knekk-motstand

Din forhandler i Norge:

Brage
MEDICAL

Brage Medical AS
Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva
Epost: info@bragemedical.no
Telefon: 32 83 59 00

Boosting Catheter

støttekateter for føring

Spesifikasjoner:

SPESIFIKASJONER


QXMedical
Boosting Catheter

INNERLUMEN

0.052", 0.057", 0.063", 0.072"

KOMPATIBILITET MED FØRINGSKAT.


5.5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr



Sortiment:

Model	Guiding Catheter Compatibility	Catheter I.D.	Catheter O.D.
BC52-150	5.5 Fr	.052"	.064"
BC57-150	6 Fr	.057"	.068"
BC63-150	7 Fr	.063"	.076"
BC72-150	8 Fr	.072"	.086"

Produktspesifikasjoner:



Data on file.

All trademarks are the property of their respective owners.

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Please see the Instructions for Use for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions.

May be covered by one or more U.S. or international patents

Din forhandler i Norge:

Brage
MEDICAL

Brage Medical AS

Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva

Epost: info@bragemedical.no

Telefon: 32 83 59 00