

## Rely+On Virkon Overflatedesinfeksjon

Art.nr	Produktbeskrivelse	Salgsenhet	Salgsenhet inneholder	Salgsenhet i liter ferdig blandet løsning	Blandeforhold
1220	Virkon 5g tabletter	Eske	12 bokser á 50 tabletter	300 liter	1 tbl. i 0,5 L vann
14081201	Virkon pulver i 1 kilos bokser	Eske	4 bokser á 1 kg pulver	400 liter	10 g i 1 L vann
14081204	Virkon pulver i 5 kg bølge	Bølge	5 kg pulver	500 liter	10 g i 1 L vann
14081205	VirKon blandeflaske 1 liter	Stk	-	-	-
14081210	VirKon blandeflaske 0,5 liter	Stk	-	-	-

## Rely+On PeraSafe Instrument- /overflatedesinfeksjon

1230	Perasafe pulver i 16,2g doseposer	Bølge	100 doseposer	100 liter	1 pose i 1 L vann
14081202-10	Perasafe pulver i 16,2g doseposer	Eske	10 bokser á 10 doseposer	100 liter	1 pose i 1 L vann
14081207	PeraSafe pulver i 162 grams bokser	Eske	12 bokser á 162 g pulver	120 liter	1 boks i 10 L vann
14081206	Pera Safe blandeflaske 1 liter	Stk	-	-	-

